

**ЛКЗ.2 - ЛІФИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПРОТЕЗІВ МОЛОЧНОЇ
ЗАЛОЗИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ФІЗКУЛЬТУРОЮ І ПЛАВАННЯМ**

Код ISO 9999 - 06 30 18

Код ДКПП - 32.50.22-90.31

Код УКДЗЕД - 9021 39 90 00

◆ ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Одно- чи двобічна часткова мастектомія

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Кріплення протезів молочної залози.

Опис конструкції

Виготовляють з еластичного трикотажного полотна та внутрішнього бюстгальтера з кишенями для утримання протезів молочної залози.

Чашки бюстгальтера є формованими.

Кишеньки в чашках - з трикотажного бавовняного полотна.

Бретельки посилені без регулятора довжини для кращого фіксування протеза в ліфі. Ліф застібається на спеціальний замок.



ЛКЗ.2.1
суцільні
ТОВ "ОНВРЦ "ОРТЕС"



ЛКЗ.2.3
роздільні (з подовженим верхом)
ТОВ "ОНВРЦ "ОРТЕС"



ЛКЗ.2.2
роздільні (укорочені)
ТОВ "ОНВРЦ "ОРТЕС"