

ПІДЙОМНИКИ ПЕРЕСУВНІ, ЗАБЕЗПЕЧЕНІ СИДІННЯМ З РЕМЕНЯМИ



1



2



3



4



5, 6

Технічні характеристики та оснащення моделі

Складається з рами на чотирьох колесах, трубчастої стійки, поворотного пристрою, гідроприводом або електроприводом, стрілою та підвіскою, до якої кріпиться тканинне сидіння

	Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОР.4.1.1.1							
1	1900	1300	1070	125	47,0	гідропривод	ПГР-150 РМ ТОВ "Норма-Трейд"
ОР.4.1.1.2							
2	1900	1300	1070	125	47,0	електропривод	ПГР-150 ЕМ ТОВ "Норма-Трейд"
3	710- 1910	1235	610- 1150	140	45,0	електропривод	ПГР-150 ЕМП ТОВ "Норма-Трейд"
4	1580	1000	890	150	36,0	електропривод	Birdie Compact ТОВ "Ваше Здоров'я Трейдинг"
5	1920	1200	870	130	39,0	електропривод	OSD-1792V ТОВ "Світ Літньої Людини та Реабілітації"
6	1920	1200	870	180	40,0	електропривод	OSD-1793V ТОВ "Світ Літньої Людини та Реабілітації"