

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТУЛУБА АБО ВСЬОГО ТІЛА

ПОДУШКИ АБДУКЦІЙНІ

Код ДКПП: 32.50.22-39.74
Код УКТЗЕД: 9021 10 10 00

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Імобілізація верхньої кінцівки у визначеному положенні після переломів голівки плеча.



Опис конструкції

Складається з кишені із тканинних матеріалів, в середину якої розміщено вставку з пінополіуретану, та елементів кріплення (текстильної застібки, застібки-завязки)

	Модель/Виробник
ОД.1.9	10ВР.05 Одеське КЕПОП
ОД.1.9	10ВР.05.01 Одеське КЕПОП