



ПЕРИЛА, ПОРУЧНІ



1



2

Опис конструкції

Виготовляються із сталевих труб та деревини.
Оснащені обмежувальними дерев'яними дошками для запобігання схрещення ніг під час ходьби.

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/Виробник
МО.2.1.1.2-Д							
1	470-760	2200	750	50	20,0	Поручні та дошки для запобігання схрещення ніг регулюються за висотою. Регулюється ширина між поручнями.	АНТ 440 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"
2	500-800	2500	1100	50	21,0		ПДВХ-2 ТОВ "Норма-Трейд"

Додаткова інформація:

Модель АНТ 440 розрахована на зріст користувача до 150 см.