

СИДІННЯ-НАДСТАВКИ НА УНІТАЗ



1



2

Опис конструкції

Сидіння(надставка) на унітаз виготовляється з полімерних матеріалів за формою унітазів

	Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.3.2.2							
1	340	520	440	100	1,4	Нескладані, не регулюються за висотою	СтД-881/ ТОВ «ВК «Діспомед»
2	200	415	400	100	0,6		Стоїк-14 НМ071 (8ММ.28)/ ТОВ «Світ Літньої Людини»