

СТІЙКИ-ПАРТИ



1



2



3

Опис конструкції

Стійка-парта складається з дерев'яного каркасу, знімної стільниці, сидіння, спинки з підголівником або без нього, підніжки, має колеса для полегшення переміщення.

Оснащена валиком для збереження зазору між ногами, тримачами для ніг, фіксувальним поясом.

Підніжка регулюється за глибиною та кутом нахилу.

Додаткова інформація:

Модель АНТ 430 розрахована на зріст користувача до 150 см.

	Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.1.2.2-1-2-2-2Д							
1	1155- 1230	805- 880	610	50	18,0	Складаний. Висота, кут нахилу стільниці, глибина сидіння регулюються.	АНТ 430 ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»
МО.1.1.2.2-2-2-2-2Д							
2	1000- 1110	850	580	40	18,5	Нескладаний. Висота, кут нахилу стільниці, глибина сидіння регулюються.	СП-1 ПОГ «Інватех»
3	1230- 1310	880	600	50	26,0		СП-4 ПОГ «Інватех»