

**СТІЙКИ (ВЕРТИКАЛІЗАТОРИ) З ЕЛЕМЕНТАМИ
ФІКСУВАННЯ ТУЛУБА ПІДВИЩЕНОЇ
ФУНКЦІЙНОСТІ****1 - 3****4****Опис конструкції**

Стійки (вертикалізатори, стійки похилі) складаються з рами зі сталі, чотирьох коліс з запобіжними гальмами (або без коліс), опори для ніг з фіксаторами або без них, стільниці та елементів фіксування тулуба чи колін.

Н		L		В		 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.1.2.3-2-2-1-1									
1	1550	1020	580	100	29,0	Нескладана. Висота регулюється, кут нахилу стільниці. Стільниця, пахівники, вся система опори регулюються за висотою.	ВДР Львівське КЕПЗПіП		
2	1550	1020	620	100	29,5		ВДР-01 Львівське КЕПЗПіП		
3	1550	1020	660	100	30,0		ВДР-02 Львівське КЕПЗПіП		
МО.1.1.2.3-2-2-1-1Д									
4	845- 1045	660- 750	590	50	15,5	Нескладана. Висота регулюється, кут нахилу стільниці, глибина сидіння не регулюються. Стільниця регулюється за висотою й глибиною, вся система опори - за висотою.	ОСВ ТОВ «Ортотехно»		