

СТІЙКИ (ВЕРТИКАЛІЗАТОРИ - СТІЙКИ ПОХИЛІ)
З РЕГУЛЬОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ФІКСУВАННЯ
ТУЛУБА, КОЛІН ТА ГОЛОВИ ПІДВИЩЕНОЇ
ФУНКЦІЙНОСТІ



1

Н		L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.1.2.3-2-2-2-1Д							
1	1150	890	615	50	25,8	Нескладані. Висота, кут нахилу стільниці регулюються, глибина сидіння не регулюється.	модель 390 ПАТ «Деревообробний завод «Явір» ДАХК «Артем»

Опис конструкції

Модель 390 має елементи фіксування тулуба, колін та стоп і стабілізатора для голови. Кут нахилу регулюється за допомогою пневмоприводу, що дає можливість плавного підняття особи з інвалідністю з горизонтального положення в положення передньої та задньої вертикалізації та фіксування під заданим кутом від 0° до 90°.