

СТІЙКИ (ВЕРТИКАЛІЗАТОРИ)



Опис конструкції

Стійки (вертикалізатори) складаються з рами зі сталі або деревини, чотирьох коліс з запобіжними гальмами (або без коліс), опори для ніг з фіксаторами або без них, стільниці та елементів фіксації тулуба чи колін. Кінцівки та тулуб фіксуються тільки у вертикальному положенні. Моделі 410 мають валик для збереження зазору між ногами.

Додаткова інформація:

Модель АНТ 410 розрахована на зріст користувача до 130 см.

	Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.1.2.3-2-2-1-1Д							
1	625-850	790-900	630	50	16,0	Нескладаний. Висота регулюється, глибина сидіння кут нахилу стільниці не регулюються. Фіксувальний пояс та стільниця регулюються за висотою.	АНТ 410 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"
МО.1.1.2.3-1-2-1-1Д							
2	1100-1400	740-800	670	50	18,0	Складаний. Висота регулюється; кут нахилу стільниці та глибина сидіння не регулюються. Опора для тулуба та стільниця регулюються за висотою, абдуктор - за глибиною та висотою.	Свн-1 ПОГ "Інватех"
3	1350	900	720	100	23,0		Свн-2 ПОГ "Інватех"