

Засоби, які забезпечують утримання вертикального положення тіла без сторонньої допомоги.

Код ISO 9999: 18 03 06

Код ДКПП: 32.50.30-50.99

Код УКТЗЕД: 9402 90 00 00

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечує підтримування та фіксування дитини у напівлежачому положенні з опорою на груди або спину. За рахунок зміни кута нахилу до вертикального досягається поетапне навантажування на нижні кінцівки та хребет.

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Нестабільність постави у разі захворювань та дефектів опорно-рухового апарату у дітей (ДЦП тощо). Потреба в забезпеченні стабільності та закріпленні навичок стояння під час навчання, ігор, читання, харчування тощо.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Неможливість підтримування положення стоячі.