

ПІДЙОМНИКИ СТАЦІОНАРНІ, ЯКІ КРІПЛЯТЬСЯ ДО СТІНИ (СТІН), ПІДЛОГИ ТА (АБО) СТЕЛІ



1



2



3

Технічні характеристики та оснащення моделі

Складається з трубчастої стійки, рами, поворотного пристрою з гідроприводом чи електроприводом, стрілою та підвіскою, до якої кріпиться тканинне сидіння.

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОР.4.5.1.1							
1	1650	1300	750	125	37,0	гідропривод	ПГР-150 РС ТОВ "Норма-Трейд"
ОР.4.5.1.2							
2	1650	1300	750	125	37,0	електропривод	ПГР-150 ЕС ТОВ "Норма-Трейд"
3	1040-1650	1075	670	140	45,0	електропривод	ПГР-150 ЕСП ТОВ "Норма-Трейд"