

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

СХІДЦІ



Опис конструкції
Східці складаються з рами, до якої кріпляться сходи́нки з деревини або полімерних матеріалів. Можуть мати поручень

						Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.4.2.1							
1	195	415	360	120	2,0	одна сходи́нка	Стоїк 51-066/ ТОВ «Світ Літньої Людини»
2	320	520	410	130	3,4	дві сходи́нки	Стоїк-14НМ014(8ММ.19)/ ТОВ «Світ Літньої Людини»
ОД.4.2.2							
3	990	418	360	120	3,4	одна сходи́нка	Стоїк 51-076/ ТОВ «Світ Літньої Людини»
4						дві сходи́нки	Стоїк-14НМ014П(8ММ.20)/ ТОВ «Світ Літньої Людини»