

ПАЛИЦІ З ТРЬОМА АБО БІЛЬШЕ НІЖКАМИ

БАЗОВІ

ОР.1.2-4 - ПАЛИЦІ З ЧОТИРМА НІЖКАМИ,
РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ

Технічні характеристики

--	--	--	--	--

ОР.1.2-4-1-4.5 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	645-870	25	0,78	8ВР.41.01 (ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»)
2	1800	100	640-940	25	1,00	П-4 (ТОВ «Норма-трейд»)



1



2

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), чотирьох ніжок з наконечниками.

Має пристрій для регулювання висоти та фіксування.