

ПАЛИЦІ


З ПІДВИЩЕНОЮ НАДІЙНІСТЮ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ

ОР.1.1-4 - ПАЛИЦІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ



1

Технічні характеристики



ОР.1.1-4-1-2-5 з алюмінієвого сплаву						
1	1800	100	800-950	25	0,50	П-2н (ТОВ «Норма-Трейд»)
ОР.1.1-4-1-2-5.6 з алюмінієвого сплаву						
2	2000	100	780-960	30	0,54	ТР5 (8ВР.14.02) (ТОВ НТП «Спецмедтехніка»)

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника.
Має пристрій регулювання висоти та фіксування.
Має вбудований пристрій протикивання напівавтомат.



2

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни росту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.
- ◆ Для пересування взимку.
- ◆ Пристрій протикивання напівавтомат використовують для осіб з ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею з вбудованим пристроєм протикивання.