

ПАЛИЦІ З ТРЬОМА АБО БІЛЬШЕ НІЖКАМИ

Код SO 9999 - 12 03 16

Код ДКПП - 32.50.22-39.52

УКТЗЕД - 6602 00 00 00

- Палиці з трьома ніжками, регульовані за висотою
- Палиці з чотирма ніжками, регульовані за висотою

Палиця з трьома або більше ніжками - засіб для ходіння з руків'ям та ніжками, без пахвової опори/опори для передпліччя.

Умови експлуатування - користування в приміщеннях та поза приміщеннями під час ходіння по піску, пухкій землі та взимку.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ

- Регулювання за висотою;
- наявність на ніжках гумових наконечників.

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- Захворювання чи травма опорно-рухового апарату;
- загальні захворювання;
- наслідки хірургічних втручань;
- набуті або вроджені деформації опорно-рухового апарату, що супроводжуються зниженням загальної рухової активності, за умов:
 - збереження здатності стояти та ходити за допомогою додаткової опори, яку утримують однією рукою;
 - часткової здатності до підтримування рівноваги, балансування, координації рухів;
- похилий вік.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Виражені порушення статико-динамічних функцій верхніх кінцівок;
- виражені або значно виражені порушення статики та координації рухів (гіперкінетичні та атаксичні порушення);
- епілепсія та шизофренія.