

ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

ОР.1.1-4 - ПАЛИЦІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, ЗІ ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ



1 2 3



4 5 6




7 8



Знімні пристрої проти ковзання

Технічні характеристики



ОР.1.1-4-1-3-4.5 з алюмінієвого сплаву

1	1550-1800	100	675-900	25,5	0,38	ПхД-17 (ТОВ «ВК «Діспомед»)
---	-----------	-----	---------	------	------	---------------------------------------

ОР.1.1-4-1-3-5 з алюмінієвого сплаву

2	1800	100	716-944	25	0,35	ОР-920ПК (ТОВ «Слайг Медікал»)
3	1800	100	765-995	25	0,34	ОР-928ПК (ТОВ «Слайг Медікал»)
4	1800	100	710-940	25,5	0,45	ПхД-10 (ТОВ «ВК «Діспомед»)
5	1800	100	715-945	25,5	0,48	ПхД-12 (ТОВ «ВК «Діспомед»)
6	1800	100	760-960	25,5	0,45	ПхД-16 (ТОВ «ВК «Діспомед»)
7	1800	100	810-910	25	0,43	ПхД-17/1 (ТОВ «ВК «Діспомед»)

ОР.1.1-4-1-3-6 з алюмінієвого сплаву

8	1800	100	794-1024	25	0,32	ОР-938ПК (ТОВ «Слайг Медікал»)
---	------	-----	----------	----	------	--

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника, знімного пристрою проти ковзання.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ПхД-17/1 - палиця складається.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни росту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.
- ◆ Для пересування взимку.
- ◆ Знімний пристрій проти ковзання використовують для осіб з ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею з вбудованим пристроєм проти ковзання.