

ПАЛИЦІ ТАКТИЛЬНІ АБО БІЛІ ТРОСТИНИ (палиці-орієнири)

Код ISO 9999 - 12 39 03

БАЗОВІ

ОР.1.1-5 - ПАЛИЦІ-ОРІЄНТИРИ БАГАТОСЕКЦІЙНІ, НЕ РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ



Технічні характеристики



ОР.1.1-5-1 з алюмінієвого сплаву

1	1200	0,20	ОР-936 (ТОВ «Слайг Медікал»)
2	1400	0,20	ПР (ТОВ «Норма-Трейд»)
3	1200	0,17	ПхД-18 (ТОВ «ВК «Діспомед»)

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Палиця складається з 4-х секцій, послідовно з'єднаних одна з одною пружним елементом.

Руків'я виготовляють з полімерного матеріалу; до руків'я кріпиться ременець регульованої довжини.

Наконечник - у вигляді суцільнолитної кулі з високоміцної та зносостійкої пластмаси.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Стійкі помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів).