

ПАЛИЦІ З ТРЬОМА АБО БІЛЬШЕ НІЖКАМИ

БАЗОВІ

ОР.1.2-2 - ПАЛИЦІ З ТРЬОМА НІЖКАМИ,
РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ

Технічні характеристики

				
ОР.1.2-2-1-5 з алюмінієвого сплаву				
1800	100	750-940	25	1,00
П-3 (ТОВ «Норма-трейд»)				

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), трьох ніжок з наконечниками.

Має пристрій для регулювання висоти та фіксування.