

ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

ОР.1.1-4 - ПАЛИЦІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ,
З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ
ПРОТИКОВЗАННЯ


1

2

Технічні характеристики



ОР.1.1-4-1-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	750-975	25	0,50	ПА-1л (ТОВ «Норма-Трейд»)
2	1800	100	750-975	25	0,50	ПА-1п (ТОВ «Норма-Трейд»)

ОР.1.1-4-1-1-6 з алюмінієвого сплаву

3	2000	100	835-995	40	0,58	П1-4 (8ВР.11.02) (П.П М. Ящук)
4	2000	100	790-1015	25	0,40	Стоїк 13-053 (ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»)



3

4

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ПА-1п, ПА-1л - мають анатомічне руків'я (праве та ліве).

Має вбудований пристрій проти ковзання.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни росту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.
- ◆ Для пересування взимку.