


ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

ОР.1.1-3 - ПАЛИЦІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

Технічні характеристики



ОР.1.1-3-1-4.5 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	675-900	25,5	0,38	ПхД-17 (ТОВ "ВК "Діспомед")
---	------	-----	---------	------	------	---------------------------------------

ОР.1.1-3-1-5 з алюмінієвого сплаву

2	1800	100	715-940	25	0,38	8ВР.40.01 (ТОВ "Світ Літньої Людини та Реабілітації")
3	1800	100	706-934	25	0,34	ОР-920 (ТОВ "Слайг Медікал")
4	1800	100	755-985	25	0,32	ОР-928 (ТОВ "Слайг Медікал")
5	1800	100	710-940	25,5	0,45	ПхД-10 (ТОВ "ВК "Діспомед")
6	1800	100	715-945	25,5	0,40	ПхД-12 (ТОВ "ВК "Діспомед")
7	1800	100	760-960	25	0,37	ПхД-16 (ТОВ "ВК "Діспомед")
8	1800	100	810-910	25	0,35	ПхД-17/1 (ТОВ "ВК "Діспомед")



1

2



3, 5



4



6



7



8

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.
ПхД-17/1 - палиця складається.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни росту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.

ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

ОР.1.1-3 - ПАЛИЦІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ,
БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ
(продовження)

Технічні характеристики



ОР.1.1-3-1-5.6 з алюмінієвого сплаву						
9	2000	100	780-960	30	0,51	ТР2 (8ВР.14.01) (ТОВ НТП «Спецмедтехніка»)
ОР.1.1-3-1-6 з алюмінієвого сплаву						
10	1800	100	784-1014	25	0,31	ОР-938 (ТОВ «Слайг Медікал»)
11	2000	100	775-1000	25	0,50	ПА-Л (8ВР.36.01) (ТОВ «Норма-Трейд»)
12	2000	100	775-1000	25	0,50	ПА-П (8ВР.36.03) (ТОВ «Норма-Трейд»)



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни росту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.
- ◆ **ПА-Л, ПА-П** - мають анатомічне руків'я (праве або ліве).