

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

ТАБУРЕТИ



1



2



3



4



7



8

Опис конструкції

Табурети складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву, сидіння з полімерних матеріалів, підлокітників (або без них).

Може мати виріз для гігієнічних процедур

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

ТАБУРЕТИ

(продовження)

    						Особливості конструкції	Модель/Виробник
ОД.4.3.1-2.4-1-1-2							
1	190	230	740	100	1,35	підлокітники та виріз відсутні, висота регулюється рама - з алюмінієвого сплаву	СгД-03/ ТОВ «ВК «Діспомед»
ОД.4.3.1-2.4-1-2-2							
2	430-530	470-490	480	100	1,9	підлокітники відсутні, має виріз, висота регулюється рама - з алюмінієвого сплаву	СгД-03-01/ ТОВ «ВК «Діспомед»
ОД.4.3.1-1.4-1-1-1							
3	430	460	500	100	4,5	підлокітники та виріз відсутні, висота не регулюється, рама - зі сталі	СД-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
ОД.4.3.1-1.4-1-2-1							
4	430	460	500	100	4,4	підлокітники відсутні, має виріз, висота не регулюється рама - зі сталі	СДВ-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
ОД.4.3.1-1.4-2-1-2							
5	570-675	460	550	100	6,1	має підлокітники, виріз відсутній, висота регулюється, рама - зі сталі	СДр-1.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
ОД.4.3.1-1.4-2-1-1							
6	600	460	550	100	5,7	має підлокітники, виріз відсутній, висота не регулюється, рама - зі сталі	СДр-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
ОД.4.3.1-1.4-2-2-1							
7	600	460	617	100	5,5	має підлокітники, має виріз, висота не регулюється рама - зі сталі	СДрВ-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»