

ПІДСТАВКИ ДО УНІТАЗУ



1



2



3

Опис конструкції

Підставка на унітаз складається з рами, підлокітників та наконечників

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.3.2.1							
1	710	540/350	700/530	100	4,1	Нескладані, не регулюються за висотою	КТ-3.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
2	710	585/350	800/630	120	4,3		КТО-3.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
3	720	575	515	100 75 - на підлокітники	4,8		ПТ-2/ Харківське КЕПОП