

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТУЛУБА АБО ВСЬОГО ТІЛА

СУСПЕНЗОРІЇ

Код ДКПП: 32.50.22-39.74
Код УКТЗЕД: 9021 10 10 00

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Протезування осіб з з невправляємими скротальними грижами.



	Модель/Виробник
ОД.1.7	4ВР.02 Протезно-ортопедичні підприємства України

Опис конструкції

Складається з мішечка зі шкіри або бавовни, поясу, підстегновика та шлейок.