



Опис конструкції

Складається з дерев'яного каркасу та сходиців.
Додатково може комплектуватись турніком, мотузковими сходами, дошкою або полицею для занять у горизонтальному положенні.

	Н	L	В	 (kg)		Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.4.2.2Д							
1	2170	215	805	60	27,8	Регулюється кут нахилу сходів, комплектується турніком	АНТ 450 ТОВ НВЦ “Антей ЛТД”
2	2300	370	830	70	27,0	Кут нахилу регулюється, комплектується турніком, мотузковими сходами та дошкою	СТОІК 72-058 ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»
3	2300	150	855	60	21,0	Кут нахилу регулюється, комплектується турніком та дошкою	СПД-01 ПОГ “Інватех”
МО.1.4.2.1							
4	2200	278	820	80	29,0	Кут нахилу не регулюється, комплектується турніком та дошкою	АНТ 452 ТОВ НВЦ “Антей ЛТД”