

СТОЛИ ПРИЛІЖКОВІ



1



2



3



4

Опис конструкції

Стіл приліжковий складається з металевого каркаса, чотирьох коліс та стільниці або двох стільниць, одна з яких нахиляється. Може мати запобіжні гальма. Модель СП-3 дає можливість для читання у ліжку за допомогою регулювання кута нахилу однієї із стільниць в обидві боки з діапазоном 45°.

	Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.1.3.1-2-2-1							
1	700-900	750	400	35 на стільницю	14,1	2 стійки, нескладаний, висота регулюється, кут нахилу не регулюється	СП-1 Харківське КЕПОП
МО.1.1.3.1-2-2-2							
2	700-900	820	490	35 на стільницю	10,8	1 стійка нескладаний, висота регулюється, кут нахилу регулюється	СП-3 Харківське КЕПОП
МО.1.1.3.1-1-2-1							
3	680-1040	840	500	35 на стільницю	10,2	1 стійка складаний, висота регулюється, кут нахилу не регулюється	СПпр ПОГ "Інватех"
МО.1.1.3.1-1-2-2							
4	610-950	530	600	15 на стільницю	10,0	1 стійка складаний, висота регулюється, кут нахилу регулюється	СТОІК 71-027 ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»