

СТОЛИ-ПАРТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ
ФІКСУВАННЯ ТУЛУБА

1 - 3



4 - 5



6



7

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.1.2.1-1-2-2-2Д						
1	690	700	570	30	6,5	Складаний. Висота, кут нахилу стільниці, глибина сидіння регулюються. Оснащені знімною стільницею, задниками – тримачами, валиком для збереження зазору між ногами, м'якою спинкою; підніжка регулюється за висотою. АНТ 313 та АНТ 314 мають спинку, обладнану кутовою вставкою, що регулюється за висотою та шириною.
2	810	800	630	45	8,2	
3	1040	950	670	50	10,2	
4	690-770	670-700	570	30	8,1	
5	850-930	750-810	650	50	10,0	
МО.1.1.2.1-1-2-2-1Д						
6	510-770	920	580	50	12,9	Складаний. Висота, кут нахилу стільниці регулюються. Глибина сидіння не регулюється
МО.1.1.2.1-2-2-1-1Д						
7	1000-1180	760-870	610	50	22,0	Нескладаний. Висота, кут нахилу стільниці, глибина сидіння регулюються. Оснащений підголівником, що регулюється за висотою, бічними упорами для тіла та валиком для збереження зазору між ногами.

Додаткова інформація: Моделі розраховані на зріст користувача:

АНТ 310 - до 90 см,
АНТ 311 - від 90 до 120 см,
АНТ 312 - від 120 до 150 см,
АНТ 313 - до 90 см,
АНТ 314 - від 90 до 120 см

Опис конструкції

Стіл-парта складається з металевого або дерев'яного каркасу, стільниці, сидіння, спинки, підніжок, підлокітників та підголівника (або без них).

СТОЛИ-ПАРТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ
ФІКСУВАННЯ ТУЛУБА

продовження



8



9



10

Н		L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.1.2.1-1-2-2-1Д							
8	690	700	600	30	12,0	Складаний. Висота, кут нахилу, глибина сидіння регулюються. Підніжка регулюється за висотою та за кутом нахилу опори для стопи. Оснащений знімною стільницею, задниками – тримачами, валиком для збереження зазору між ногами.	ССС-2 ТОВ “Норма-Трейд”
9	900	760	650	30	10,5		ССС-4 ТОВ “Норма-Трейд”
МО.1.1.2.1-1-2-2-2Д							
10	630-800	750-900	660	50	22,0	Складаний. Висота та кут нахилу регулюються. Висота стільниці та сидіння регулюються окремо. Роз’ємна конструкція підвищує зручність під час використання.	СП-3 ПОГ «Інватех»

Опис конструкції

Стіл-парта складається з металевого або дерев’яного каркасу, стільниці, сидіння, спинки, підніжок, підлокітників та підголівника (або без них).