

СТОЛИ-ПАРТИ

Засоби, призначені для підтримування речей.

Код ISO 9999: 18 03 06

Код ДКПП: 32.50.30-50.99

Код УКТЗЕД: 9402 90 00 00

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечення можливості підтримувати речі під час малювання, читання тощо.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- нескладані/складані;
- регулюються за висотою;
- кут нахилу стільниці не регулюється/регулюється;
- глибина сидіння не регулюється/регулюється.

ДОДАТКОВЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ:

- елементи системи фіксування тулуба

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Нестабільність постави за наявності захворювань та дефектів опорно-рухової системи у дітей (ДЦП тощо). Потреба в забезпеченні стабільності та закріпленні навичок сидіння під час навчання, гри, читання, харчування тощо.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- гострі форми шизофренії;
- гострі та транзиторні розлади;
- неспроможність до виконання будь-яких повсякденних дій чи навчання.