

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТУЛУБА АБО ВСЬОГО ТІЛА

КОСИНКИ ДЛЯ ПІДТРИМУВАННЯ РУКИ

Код ДКПП: 32.50.22-39.74
Код УКТЗЕД: 9021 10 10 00

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування та підтримування верхньої кінцівки.



Опис конструкції

Складається з кишені із тканинних матеріалів та елементів кріплення (ремені, пряжки, гудзики, шльовки, текстильна застібка).
Довжину ремня можна регулювати.

	Модель/Виробник
ОД.1.8	10ВР.03 Одеське КЕПОП
ОД.1.8	10ВР.07 Одеське КЕПОП
ОД.1.8	10ВР.09 Одеське КЕПОП