

ХОДУНКИ-СТІЛЬЦІ

**ОР.2.3-2.4 - ХОДУНКИ-СТІЛЬЦІ СКЛАДАНІ,
ЗАДНЬООПОРНІ З 4-ма КОЛЕСАМИ****Технічні характеристики**

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.3-2.4-3-2-2.3-1.6-2-2 зі сталі								
1	1100- 1300	35	850	720	670- 700	465- 700	8,4	Еней-01 ПОГ "Інватех"
ОР.2.3-2.4-3-2-3.4-1.6-2-2 зі сталі								
2	1300- 1550	45	855	750	725- 800	615- 780	8,6	Еней-02 ПОГ "Інватех"



1



2

Конструктивні особливості

Являють собою раму з колесами діаметром більш ніж 110 мм.
 Мають гальма запобіжні та штанці.
 Оснащені сумкою для перевезення речей.
 Призначають дітям.