

ХОДУНКИ-СТІЛЬЦІ

12 06 09.03 - ХОДУНКИ-СТІЛЬЦІ СКЛАДАНІ, З 4-ма КОЛЕСАМИ

Технічні характеристики

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник	Код виробу згідно з ISO 9999 та чергове число
ОР.2.3-2-3-2-2.3-1.2.4.5-2-2 зі сталі									
1	1100- 1300	35	780	700	700	465- 700	10,3	Курс-01 ПОГ "Інватех"	12 06 09.03.01.00
ОР.2.3-2-3-2-3.4-1.2.4.5-2-2 зі сталі									
2	1300- 1550	45	970	820	725- 800	615- 780	10,7	Курс-02 ПОГ "Інватех"	12 06 09.03.02.00



1



2

Конструктивні особливості

Являють собою раму з колесами діаметром більш ніж 110 мм. Мають гальма запобіжні та робочі, сидіння та спинку. Оснащені сумкою для перевезення речей, та рукоятками для супроводжуючої особи. Призначають дітям.