

ХОДУНКИ-СТІЛЬЦІ

12 06 09.05 - ХОДУНКИ-СТІЛЬЦІ НЕ СКЛАДАНІ, З 4-ма КОЛЕСАМИ

Технічні характеристики

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник	Код виробу згідно з ISO 9999 та чергове число
ОР.2.3-1-3-2-2-1.2.4.5.7.9-1-2 зі сталі									
1	1100	35	765	780	780	570-600	9,1	Стриж-01 ПОГ "Інватех"	12 06 09.05.01.00
ОР.2.3-1-3-2-3-1.2.4.5.7.9-1-2 зі сталі									
2	1300	45	860	780	780	600-660	9,6	Стриж-02 ПОГ "Інватех"	12 06 09.05.02.00
ОР.2.3-1-3-3-2-1.2.5.7.9-1-2 з деревини									
3	1100	20	875	680	400	485-500	6,8	Чиж ПОГ "Інватех"	12 06 09.05.03.00



1



2



3

Конструктивні особливості

Являють собою раму з колесами діаметром до 110 мм.

1, 2 - мають гальма запобіжні та робочі, сидіння, спинку, абдуктор, фіксатор тулуба;

3 - мають гальма запобіжні та робочі, спинку, абдуктор (який може використовуватися нетривалий час як сидіння для відпочинку), фіксатор тулуба.

Призначають дітям.