

ХОДУНКИ-СТІЛЬЦІ

ОР.2.3-1 - ХОДУНКИ-СТІЛЬЦІ НЕСКЛАДАНІ, З 4-ма КОЛЕСАМИ

Технічні характеристики

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.3-1-3-2-2-1.2.4.5.7.9-1-2 зі сталі								
1	1100	35	765	780	780	570-600	9,1	Стриж-01 ПОГ "Інватех"
ОР.2.3-1-3-2-3-1.2.4.5.7.9-1-2 зі сталі								
2	1300	45	860	780	780	600-660	9,6	Стриж-02 ПОГ "Інватех"
ОР.2.3-1-3-2-4-8-2-2 зі сталі								
3	1550	30	760-810	850	680	25	10,3	МХД-1 Харківське КЕПОП
ОР.2.3-1-3-2-3-8-2-2 зі сталі								
4	1300	40	580-780	830	565	40	11,6	МХД-2 Харківське КЕПОП



1



2



3



4

Конструктивні особливості

Являють собою раму з колесами діаметром до 110 мм.

1, 2 - мають гальма запобіжні та робочі, сидіння, спинку, абдуктор, фіксатор тулуба.

3, 4 - являють собою раму з чотирма ніжками з колесами діаметром більше ніж 110 мм. Мають сидіння, столик, пристрій регулювання висоти. Призначають дітям.