

ХОДУНКИ-СТІЛЬЦІ

Засіб для ходіння з колесами та сидінням, що підтримує тіло, даючи можливість користувачеві пересуватися в сидячому положенні

Код ISO 9999: 12 06 09

Код ДКПП: 32.50.22 - 39.63

Код УКТЗЕД: 9021 10 00 00

- Ходунки-стілці нескладані, з 4-ма колесами
- Ходунки-стілці нескладані, з 5-ма колесами
- Ходунки-стілці складані, задньоопорні, з 4-ма колесами

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ: Можливість пересуватися в сидячому положенні

Умови експлуатації - користування в приміщеннях та поза приміщеннями

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- нескладані/складані;
- з чотирма колесами;
- зі столиком/запобіжними або робочими гальмами/руків'ям для використання супроводжуючою особою.

ДОДАТКОВЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ (залежно від індивідуальних потреб користувача):

- абдуктор;
- додаткові елементи фіксації.

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

Захворювання або травма опорно-рухового апарату, загальні захворювання, наслідки хірургічних втручань, що супроводжуються зниженням загальної рухової активності, слабкістю та порушеннями координації рухів за умови збереження здатності стояти пересуватися в положенні сидючи.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- повна нездатність до підтримки тіла у вертикальному положенні;
- епілесія;
- гостра стадія шизофренії.