

ХОДУНКИ-РАМКИ (базові)

ОР.2.1-2.3 - ХОДУНКИ-РАМКИ СКЛАДАНІ, “КРОКУЮЧІ”

Технічні характеристики

							Шифр виробника/ виробник/ постачальник
--	--	--	--	--	--	--	--

ОР.2.1-2.3-0-1-5-0-0-1 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	775-955	500	560	25	2,3	1ММ.47.01 ТОВ “Світ Літньої Людини та Реабілітації”
2	1800	100	775-950	530	590	25	2,5	ОРПК ТОВ “ОРТОТЕХНО”
3	1800	100	780-880	495	555	25	2,8	Х-1КрС ТОВ “Норма-трейд”
4	1800	100	765-940	490	600	25	2,3	ХС-913 ТОВ “Слайг-Медікал”

ОР.2.1-2.3-0-1-4-0-0-1 з алюмінієвого сплаву

5	1550	70	690-790	485	560	25	2,4	ХД-1КрС ТОВ “Норма-трейд”
6	1550	100	650-850	480	587	25	2,2	ХрД-10-01 ТОВ “ВК Діспомед”



1



2



3



4



5



6

Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами, з'єднані перекладиною, з чотирма ніжками, які мають гумові наконечники. Руків'я вбудовані.

Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти.

Крокуючі ходунки дозволяють пацієнтові пересуватися за принципом переміщення ваги, тобто по чергово переставляти правий та лівий боки ходунків.

ХОДУНКИ-РАМКИ (базові)

ОР.2.1-2.3 - ХОДУНКИ-РАМКИ СКЛАДАНІ, “КРОКУЮЧІ”

(продовження)

Технічні характеристики

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.1-2.3-0-1-1-0-0-2 з алюмінієвого сплаву								
7	900	50	420-525	410	450	25	1,6	ОРП1 ТОВ “ОРТОТЕХНО”
ОР.2.1-2.3-0-1-2-0-0-2 з алюмінієвого сплаву								
8	1100	40	515-615	440	455	25	1,5	ХрД-11Д ТОВ “ВК Діспомед”
ОР.2.1-2.3-0-2-5-0-0-1 зі сталі								
9	1800	100	760-910	455-460	665-590	25	4,5	МХ-15 Харківське КЕПОП
ОР.2.1-3-0-1-5-0-0-1 з алюмінієвого сплаву								
10	1800	100	750-950	497	585	25	2,3	ХрД-10 ТОВ “ВК Діспомед”
ОР.2.1-2.3-0-1-5-0-0-1 з алюмінієвого сплаву								
11	1800	100	750-930	505	540	25	2,5	ЕС-451 ТОВ “Мембрам Нова”



7



8



9



10



11

Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами, з'єднані перекидиною, з чотирма ніжками, які мають гумові наконечники. Руків'я вбудовані.

Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти.

Крокуючі ходунки дозволяють пацієнтові пересуватися за принципом переміщення ваги, тобто по чергово переставляти правий та лівий боки ходунків.

ХрД-11Д та ОРП1- ходунки для дітей.