

ХОДУНКИ-РАМКИ (базові)

ОР.2.1-2 - ХОДУНКИ-РАМКИ СКЛАДАНІ



1



2



3



4



5



6



7

Технічні характеристики

							Шифр виробника/ виробник/ постачальник
--	--	--	--	--	--	--	--

ОР.2.1-2-0-1-5-0-0-1 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	785-960	500	585	25	2,7	Х-3С ТОВ "Норма-трейд"
2	1800	100	750-950	512	612	25	2,4	ХрД-08 ТОВ "ВК Діспомед"
3	1800	100	750-950	516	562	25	2,6	ХрД-11 ТОВ "ВК Діспомед"
4	1800	100	810-985	520	580	25	2,6	ХрД-962 ТОВ "ВК Діспомед"

ОР.2.1-2-0-1-5-4-0-1 з алюмінієвого сплаву

5	1800	100	765-940	510	530	25	3,7	ОРПС ТОВ "ОРТОТЕХНО"
---	------	-----	---------	-----	-----	----	-----	--------------------------------

ОР.2.1-2-0-1-4-0-0-1 з алюмінієвого сплаву

6	1550	100	650-850	480	525	25	2,65	ХрД-11-01 ТОВ "ВК Діспомед"
---	------	-----	---------	-----	-----	----	------	---------------------------------------

ОР.2.1-2-0-1-3-0-0-2 з алюмінієвого сплаву

7	1300	80	550-750	405	530	25	1,35	ХрД-08Д ТОВ "ВК Діспомед"
---	------	----	---------	-----	-----	----	------	-------------------------------------

Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами, з'єднані перекладиною, з чотирма ніжками, які мають гумові наконечники. Руків'я вбудовані. Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти.

Ходунки ОРПС мають сидіння. ХрД-08Д - ходунки для дітей.