

ХОДУНКИ-РАМКИ (базові)

ОР.2.1-1 - ХОДУНКИ-РАМКИ НЕСКЛАДАНІ



Технічні характеристики

							Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.1-1-0-2-5-0-0-1 зі сталі							
1800	150	750-900	490	570	25	3,3	МХ-14 Харківське КЕПОП

Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами, з'єднані перекладиною, з чотирма ніжками, які мають гумові наконечники. Руків'я вбудовані.

МХ-14 оснащені знімною сумкою з кишенею.