

ХОДУНКИ-СТОЛИ (базові)

ОР.2.4-2 - ХОДУНКИ-СТОЛИ СКЛАДАНІ, З 4-ма КОЛЕСАМИ

Технічні характеристики

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.4-2-3-2-1.2.3-5.6.7-3-2 зі сталі								
1	900-1300	35	410-860	925	557	Плавне регулювання	10,2	АНТ 200 ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»
ОР.2.4-2-3-2-2.3-5.9-3-2 зі сталі								
2	1000-1300	60	710-900	665	570	Плавне регулювання	9,0	АНТ 230 ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»
ОР.2.4-2.3-2-3.4-5.9-3-2 зі сталі								
3	1200-1550	60	810-1080	850	580	Плавне регулювання	10,5	АНТ 231 ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»



1



2, 3

Конструктивні особливості

Являють собою раму з пристроєм регулювання висоти та комбінованими колесами.

1 - мають спинку, штанці та абдуктор;

2, 3 - мають фіксатор тулуба

Призначають дітям.