

ХОДУНКИ-СТОЛИ**(з підвищеною надійністю та функціональністю)****ОР.2.4-1 - ХОДУНКИ-СТОЛИ НЕСКЛАДАНІ, З 4-ма КОЛЕСАМИ****Технічні характеристики**

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.4-1-3-2-5.6-1-1-1 зі сталі								
1	1800-2050	100	1160-1430	880	770	30	13,5	ЗХО 2036 Харківське КЕПОП
ОР.2.4-1-3-2-5.6-1.2-1-1 зі сталі								
2	1800-2050	100	1100-1350	760	755	25	9,3	Х-4С ТОВ «Норма-Трейд»
ОР.2.4-2-3-1-4.5.6-1.2.4-2-1 з алюмінієвого сплаву								
3	1550-2050	100	990-1245	665	630	30	9,5	АНТ 622 ТОВ НВЦ «Антей ЛТД»

**1****2****3****Конструктивні особливості**

Являють собою раму з пристроєм регулювання висоти та чотирма ніжками з колесами:

1 - колеса діаметром до 110 мм, мають руків'я та запобіжні гальма;

2 - колеса діаметром до 110 мм, мають руків'я, запобіжні та робочі гальма;

3 - колеса діаметром 100 мм та більше (202 мм), мають гальма запобіжні та робочі і сидіння. Додатково оснащені сумкою для перевезення речей.