

ХОДУНКИ-СТОЛИ

Засіб для ходіння з колесами та /або опорними ніжками із гумовими наконечниками та опорним столом або горизонтальними опорами для передпліч, який штовхають руками та /або верхньою частиною тіла

Код ISO 9999: 12 06 12

Код ДКПП: 32.50.22 - 39.64

Код УКТЗЕД: 9021 10 00 00

- Ходунки-столи складані, з 4-ма колесами
- Ходунки-столи з підвищеною надійністю та функціональністю, нескладані, з 4-ма колесами

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ: Можливість пересуватися, штовхаючи засіб для ходіння руками та(або) верхньою частиною тіла

Умови експлуатації - користування в приміщеннях та поза приміщеннями

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ ТА ОСНАЩЕННЯ:

- нескладані/складані;
- з чотирма колесами;
- зі спинкою;
- зі штанцями та абдуктором/фіксатором тулуба.

ДОДАТКОВЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ

(залежно від індивідуальних потреб користувача):

- запобіжне/робоче гальмо;
- пахівники.

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

Порушення здатності ходити і стояти, обумовлені: інсультом (на етапі реабілітації рухомих функцій), деменцією (старечим слабоумством), розсіяним склерозом, похилим віком (слабкістю та порушеннями координації), дитячим церебральним паралічем у середніх або тяжких формах (спастичною діплегією, атонічно-астатичною формою). Ураження хребта та спинного мозку.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- повна нездатність до підтримки тіла у вертикальному положенні;
- епілепсія;
- гостра стадія шизофренії.