

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ (базові)

**ОР.2.2-2.4 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ СКЛАДАНІ, ЗАДНЬООПОРНІ,
З 4-ма КОЛЕСАМИ**

1, 2

Конструктивні особливості

Являють собою раму з чотирма ніжками, які мають колеса діаметром більше ніж 110 мм. Руків'я вбудовані. Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти, запобіжні гальма. Призначають дітям.

Технічні характеристики

     								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.2-2.4-3-1-3-1-2-2 з алюмінієвого сплаву								
1	1300	40	535- 655	570- 655	680- 720	25	3,4	АНТ 240 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"
ОР.2.2-2.4-3-1-2-1-2-2 з алюмінієвого сплаву								
2	1100	40	465- 585	540- 610	610- 655	25	3,25	АНТ 241 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"