

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ**(з підвищеною надійністю та функціональністю)****ОР.2.2-2 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ СКЛАДАНІ, З 4-ма КОЛЕСАМИ****1, 2, 3****4****5****Технічні характеристики**

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.2-2-3-2-2-1.2.4-2-2 зі сталі								
1	1100	40	550-650	665	660	20	5,9	АНТ 220 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"
ОР.2.2-2-3-2-3-1.2.4-2-2 зі сталі								
2	1300	40	650-750	665	660	20	6,1	АНТ 221 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"
ОР.2.2-2-3-2-4-1.2.4-2-2 зі сталі								
3	1550	40	750-850	665	660	20	6,3	АНТ 222 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"
ОР.2.2-2-3-2-5-1.2.4-2-1 зі сталі								
4	1800	100	720-950	630	760	Плавне регулювання	9,3	Х-10 ТОВ "Норма-Трейд"
ОР.2.2-2-3-1-5-2.4.5-2-1 з алюмінієвого сплаву								
5	1800	120	750-950	582	700	Плавне регулювання	5,8	ХкД-03 ТОВ "ВК "Діспомед"

Конструктивні особливості

Являють собою раму з чотирма колесами діаметром більше ніж 110 мм. Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти, робочі гальма. Мають руків'я, поручень, сидіння для відпочинку.

На кожній з чотирьох опор - по два колеса. Мають робочі та запобіжні гальма. Призначають дітям. Ходунки Х-10 мають робочі та запобіжні гальма.

5 - мають сидіння для відпочинку та спинку, робочі гальма, руків'я.

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ

(з підвищеною надійністю та функціональністю)

ОР.2.2-2 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ СКЛАДАНІ, З 4-ма КОЛЕСАМИ

(продовження)

Технічні характеристики

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.2-2-3-1-2-1.2.4.5-1-2 з алюмінієвого сплаву								
6	1100	40	450-650	445	550	Плавне регулювання	4,3	ХкД-03Д ТОВ "ВК "Діспомед"
ОР.2.2-2-3-2-5-1.2.4.5-2-1 зі сталі								
7	1800	120	810-915	554	610	Плавне регулювання	8,0	148 ДАХК "Артемзварювання"
ОР.2.2-2-3-2-4.5-1.2.3.4.5-2-1 зі сталі								
8	1550-1800	100	700-900	600	870	50	13,5	МХ-5 Харківське КЕПОП
ОР.2.2-2-3-1-3.4-1.2.4-2-2 з алюмінієвого сплаву								
9	1300-1550	80	630-780	710	620	30	7,0	АНТ 250 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"
ОР.2.2-2-3-1-4.5.6-1.2.4-2-1 з алюмінієвого сплаву								
10	1550-2050	100	745-1025	680	610	30	7,3	АНТ 621 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"



6



7



8



9



10

Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами, з'єднані за допомогою шарнірів, з чотирма колесами діаметром більше 110 мм. Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти, сидіння для відпочинку, руків'я. **6, 7** - мають спинку, робочі та запобіжні гальма.

8 - являють собою раму з чотирма колесами діаметром більше ніж 110 мм. Мають запобіжні та робочі гальма, пахівники (висота до пахівників 1180-1280 мм), сидіння та спинку. **9, 10** - Мають робочі та запобіжні гальма. Додатково оснащені сумкою для перевезення речей.

ХкД-03Д та АНТ 250 - ходунки для дітей.