

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ (базові)

ОР.2.2-2.3 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ СКЛАДАНІ, “КРОКУЮЧІ”,
З 4-ма КОЛЕСАМИ

1



2

Технічні характеристики

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.2-2.3-3-1-5-1.2-1-1 з алюмінієвого сплаву								
1	1800	100	800-965	490	660	25	3,1	1ММ.49.01 ТОВ “Світ Літньої Людини та Реабілітації”
ОР.2.2-2.3-3-1-5-1.2-3-1 з алюмінієвого сплаву								
2	1800	100	805-905	515	680	20	3,7	ХкД-15 ТОВ “ВК “Діспомед”

Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами, з'єднані перекладаиною, з чотирма ніжками, які мають колеса: **1** - діаметром до 110 мм; **2** - комбіновані (передні діаметром 75 мм, задні діаметром 125 мм)

Руків'я вбудовані. Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти, запобіжні та робочі гальма.

Крокуючі ходунки дозволяють пацієнтові пересуватися за принципом переміщення ваги, тобто по чергово переставляти правий та лівий боки ходунків.