

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ (базові)

ОР.2.2-2 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ СКЛАДАНІ, З 4-ма КОЛЕСАМИ



1



2



3

Технічні характеристики

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.2-2-3-2-4.5-2-2-1 зі сталі								
1	1550-1800	100	700-900	540	570	50	7,4	МХ-2М Харківське КЕПОП
2	1550-1800	100	700-900	570	570	50	7,7	МХ-У Харківське КЕПОП
ОР.2.2-2-3-1-3-1-1-2 з алюмінієвого сплаву								
3	1300	120	550-750	460	530	Плавне регулювання	2,9	ХкД-04 ТОВ "ВК Діспомед"

Конструктивні особливості

Являють собою раму з чотирма колесами діаметром більше ніж 110 мм. Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти, робочі гальма.

1 - існує можливість зняття двох задніх коліс.

3 - ходунки являють собою дві напівпари, з'єднані за допомогою шарнірів, з чотирма ніжками.