

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ (базові)

ОР.2.2-2 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ СКЛАДАНІ, З 3-ма КОЛЕСАМИ



1



2

Технічні характеристики

								Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.2-2-2-2-5-2-2-1 зі сталі								
1	1800	100	815-915	610	740	50	7,5	МХ-6 Харківське КЕПОП
ОР.2.2-2-2-2-5-1.2-2-1 зі сталі								
2	1800	100	800-925	600	660-700	плавне регулювання	6,7	Х-6 ТОВ "Норма трейд"

Конструктивні особливості

Ходунки МХ-6 та Х-6 являють собою раму з трьома колесами діаметром більше ніж 110 мм. Мають руків'я, пристрій складання, пристрій регулювання висоти, робочі гальма.