

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ (базові)

ОР.2.2-2.3 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ СКЛАДАНІ, “КРОКУЮЧІ”,
З 2-ма КОЛЕСАМИ

Технічні характеристики

							Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.2-2.3-1-1-5.6-0-1-1 алюмінієвого сплаву							
1800	100	795- 970	530	650	25	2,8	1ММ.48.01 ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами, з'єднані перекладиною, з чотирма ніжками, дві з яких мають колеса діаметром до 110 мм, а дві - гумові наконечники. Руків'я вбудовані. Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти.

Крокуючі ходунки дозволяють пацієнтові пересуватися за принципом переміщення ваги, тобто по чергово переставляти правий та лівий боки ходунків.