

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ (базові)

ОР.2.2-2 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ СКЛАДАНІ, З 2-ма КОЛЕСАМИ

Технічні характеристики

							Шифр виробника/ виробник/ постачальник
--	--	--	--	--	--	--	--

ОР.2.2-2-1-1-4-0-1-1 з алюмінієвого сплаву

1	1550	70	690-790	525	575	Плавне регулювання	3,1	ХД-2С ТОВ "Норма-трейд"
2	1550	120	650-850	527	586	Плавне регулювання	2,55	ХкД-14 ТОВ "ВК Діспомед"

ОР.2.2-2-1-1-5-0-1-1 з алюмінієвого сплаву

3	1800	100	780-955	550	605	25	3,1	Х-2С ТОВ "Норма-трейд"
4	1800	100	750-950	560	610	25	2,7	ХС-912 ТОВ "Слайг-Медікал"

ОР.2.2-2-1-1-5-4.5-1-1 з алюмінієвого сплаву

5	1800	120	750-950	517	610	Плавне регулювання	3,2	ХкД-06 ТОВ "ВК Діспомед"
---	------	-----	---------	-----	-----	--------------------	-----	------------------------------------

ОР.2.2-2-1-1-5-0-2-1 з алюмінієвого сплаву

6	1800	100	780-930	550	600	25	3,5	ЕС-451А ТОВ "Мембрам Нова"
---	------	-----	---------	-----	-----	----	-----	--------------------------------------

ОР.2.2-2-1-2-2-0-1-2 зі сталі

7	1100	50	535-635	370-375	465-475	25	1,2	ХД-3С ТОВ "Норма-трейд"
---	------	----	---------	---------	---------	----	-----	-----------------------------------

ОР.2.2-2-1-2-4.5-0-2-1 зі сталі

8	1550-1800	100	700-900	570	570	50	6,8	МХ-1М Харківське КЕПОП
---	-----------	-----	---------	-----	-----	----	-----	----------------------------------



1



2



3



4



5



6



7



8

Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами, з'єднані перекладиною або за допомогою шарнірів, з чотирма ніжками. Дві ніжки мають по 2 колеса.

Дві ніжки мають колеса діаметром до 110 мм; дві - гумові наконечники.

Мають пристрій складання, пристрій регулювання висоти.

1 - 4, 6 - руків'я вбудовані, **5** - мають сидіння для відпочинку, спинку та руків'я.