

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ**(з підвищеною надійністю та функціональністю)****ОР.2.2-1 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ НЕСКЛАДАНІ, З 4-МА КОЛЕСАМИ****Конструктивні особливості**

Являють собою раму з чотирма колесами діаметром більше ніж 110 мм.

Мають пристрій регулювання висоти, пахівники (висота до пахівників 1040-1460 мм), сидіння для відпочинку та спинку, запобіжні гальма, робочі гальма.

Технічні характеристики

							Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.2-1-3-2-4-5-1.2.3.4.5-2-1 зі сталі							
1550-1800	120	700-910	850	620	35	19,5	МХ-4 Харківське КЕПОП