

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ (базові)

ОР.2.2-1 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ НЕСКЛАДАНІ, З 4-МА КОЛЕСАМИ

Технічні характеристики



							Шифр виробника/ виробник/ постачальник
ОР.2.2-1-3-2-4.5-2-2-1 зі сталі							
1550- 1800	100	700- 900	540	580	50	6,6	МХ-2 Харківське КЕПОП

Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами, з'єднані перекладиною з чотирма колесами діаметром більше ніж 110 мм. Мають пристрій регулювання висоти, руків'я та робочі гальма.