

## ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ (базові)

## ОР.2.2-1 - ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ НЕСКЛАДАНІ, З 2-МА КОЛЕСАМИ



1



2

## Технічні характеристики

|  |  |  |  |  |  |  |                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Шифр виробника/<br>виробник/<br>постачальник |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|

## ОР.2.2-1-1-2-2-3.4-0-1-1 зі сталі

|   |               |     |             |     |     |                       |     |                                     |
|---|---------------|-----|-------------|-----|-----|-----------------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 1100-<br>1550 | 100 | 450-<br>850 | 550 | 590 | Плавне<br>регулювання | 3,7 | <b>ХкД-07</b><br>ТОВ "ВК "Діспомед" |
|---|---------------|-----|-------------|-----|-----|-----------------------|-----|-------------------------------------|

## ОР.2.2-1-1-2-4.5-0-2-1 зі сталі

|   |               |     |             |     |     |    |     |                                 |
|---|---------------|-----|-------------|-----|-----|----|-----|---------------------------------|
| 2 | 1550-<br>1800 | 100 | 700-<br>900 | 485 | 500 | 50 | 5,8 | <b>МХ-1</b><br>Харківське КЕПОП |
|---|---------------|-----|-------------|-----|-----|----|-----|---------------------------------|

## Конструктивні особливості

Являють собою дві напіврами з двома колесами діаметром до 110 мм (ХкД-07) або більше 110 мм (МХ-1) та двома ніжками з гумовими наконечниками.

**1** - мають руків'я та пристрій регулювання висоти

**2** - руків'я вбудовані.

ХД-2 - ходунки для дітей.