

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

УМИВАЛЬНИКИ НА КОЛЕСАХ



1



2

Опис конструкції

Складається з трубчастої основи з трьома або чотирма колесами та раковини, що регулюється за висотою, умивальника та ємності, з'єднаної з раковиною шлангом

						Особливості конструкції	Модель/Виробник
ОД.4.4.1						—	УМН-1.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
1	1300-1500	800	400	80	26,0		УП-1/ Харківське КЕПОП
2	1190-1340	850	400	20 (на раковину)	18,8		